

瑞士 IBS 公司全自动试管分装系统

一套系统、两种应用（既可分装平皿，又可分装试管）



TUBEFILLER –MEDIAJET试管分装选配件



此选项可以使您在最短的时间内，将平皿倾倒系统转换为试管分装系统，这个由瑞士 IBS 最新研发出品的功能主要是考虑到使您的分装系统更多样化，仪器使用成本更低，功能更强大！

TUBEFILLER 可以兼容目前大多数标准的试管，并且具有很广的分装范围，可以做普通琼脂斜面、肉汤培养基、NaCl 溶液等

技术参数

试管直径	13mm, 16mm ,20mm ,25mm ,30mm	试管高度	最高到 25mm
分装范围	1-99ml	重复性	<1%(1-99ml)
泵速度	最大 500 毫升/分钟	分装速度	1000 管/小时（10ml ,4mm 管径）

订购信息

	描述	订购号
TUBEFILLER 	试管分装选项 包括分装支架, 可兼容 13mm, 16mm, 20mm, 25mm, 30mm 的试管架底盘, 3 毫米的硅胶管带不锈钢吸液针和不锈钢分装头	103010
	<hr/>	
Test Tube Racks 	分装试管架 13mm 试管架 容量 6×15	103070
	16mm 试管架 容量 6×15	103071
	20mm 试管架 容量 6×15	103072
	25mm 试管架 容量 6×15	103073
	30mm 试管架 容量 6×15	103074
	<hr/>	
Centring Plates 	长试管固定架 用来对长试管进行中心定位	
	16mm 长试管中心定位架	103065
	20mm 长试管中心定位架	103066
	25mm 长试管中心定位架	103067
Accessories 	2.5 米硅胶管 2mm 内径	171022
	2.5 米硅胶管 3mm 内径	171023
	2.5 米硅胶管 4mm 内径	171024
	不锈钢分装管嘴, 长 10cm, 适应 2mm 内径硅胶管	171042
	不锈钢分装管嘴, 长 10cm, 适应 3mm 内径硅胶管	171043
	不锈钢分装管嘴, 长 10cm, 适应 4mm 内径硅胶管	171044
	不锈钢吸液针, 长 10cm, 适应 2mm 内径硅胶管	171052
	不锈钢吸液针, 长 10cm, 适应 3mm 内径硅胶管	171053
	不锈钢吸液针, 长 10cm, 适应 4mm 内径硅胶管	171054